

Case. ProTem_5

종례: ProTem Implant 식립

환자의 성별 및 나이 :

남성 / 20대

치료기간 :

3개월

결손부위

하악 우측 소구치부

사용 제품

DIO ProTem Implant
(MFB2014)

치료계획

일반적인 직경의 임플란트를 식립하기에는 공간이 좁아 ProTem Implant로 대체

총괄 및 고안

ProTem Implant 사용에 있어서 문제점의 하나였던 파절의 가능성은 현재 많이 감소되어 있는 상태이며 소구치 부위에서의 사용도 가능함



1. 하악 우측 소구치 부위



2. Flap을 열어 하방의 골조직을 노출 시킴



3. Drilling 시행



4. 15 RPM의 속도로 임플란트 식립



5. Handpiece로는 더 이상 식립이 되지 않는 상태



6. Hand ratchet을 이용하여 나머지 부분을 식립



7. Hand ratchet을 이용하여 나머지
부분을 식립



8. 식립 완료



9. 식립 후의 Panorama